


Anti-Nosip-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y314

Artikelnummer: CM0017167



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NOSIP (eNOS-interagierendes Protein), validiert für WB und ELISA. Ideal für Studien zur Regulation von Stickstoffmonoxid und zur Entwicklungsbiologie. Kreuzreaktivität mit Human. Molekulargewicht des Proteins: 33 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOSIP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CGI-25; NOSIP
Art	Human
GeneID (Human)	51070
GeneID	51070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-301 des humanen NOSIP (NP_057037.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y314
Proteinmolekulargewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku