


Anti-Nostrin Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivi9

Artikelnummer: CM0023394



Einführung

CamelBio bietet hochwertiges NOSTRIN Kaninchen-Polyclonales Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Spezifisch für humanes NOSTRIN mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu eNOS-Transport und vaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOSTRIN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DalP2; NOSTRIN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	115677
GenID	115677
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 270-430 von humanem NOSTRIN (NP_001034813.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8Ivi9
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel