

Anti-Notch1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Artikelnummer: CM0029394



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes Notch1 (neurogener Locus Notch-Homolog-Protein 1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Notch-Signalübertragung und der Zellfate-Bestimmung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Notch1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4851
GenID	4851
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46531
Proteingewicht	273kDa
Versand	Eisbeutel