

Anti-Notch1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Artikelnummer: CM0019838



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Notch1 (aa 2428-2555), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem, Maus- und Ratten-Notch1. Geeignet für die Untersuchung der Notch-Signalgebung in Entwicklung und Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Notch1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4851
GeneID	4851
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2428-2555 von menschlichem Notch1 (NP_060087.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46531
Proteingewicht	273kDa
Versand	Eistüte