

Anti-Notch2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Artikelnummer: CM0014118



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NOTCH2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der Notch-Signalübertragung, Zellschicksalsbestimmung und Osteoklastendifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOTCH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hN2; AGS2; HJCYS; NOTCH2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4853
GeneID	4853
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q04721
Proteinmasse	265kDa
Versand	Eispackung