

Anti-Notch2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Artikelnummer: CM0023175



Einführung

Anti-NOTCH2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ziel: ~265kDa NOTCH2-Rezeptor (Q04721), beteiligt an Zellfatsbestimmung, Knochenumbau und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NOTCH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NOTCH2; AGS2; HJCYS; hN2; notch 2
Spezies	Mensch
Gen-ID	4853
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1697-1819 von humanem NOTCH2 (NP_077719.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04721
Proteingewicht	265kDa
Versand	Eisbeutel