

Anti-Notch3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um47

Artikelnummer: CM0017423



Einführung

NOTCH3 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Notch-Signalweg, CADASIL und Zellfatedetermination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOTCH3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMF2, LMNS, CASIL, CADASIL, CADASIL1, NOTCH3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4854
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 751-850 von menschlichem NOTCH3 (NP_000426.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UM47
Proteingewicht	244kDa
Versand	Eisbeutel