

Anti-Notch3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um47

Artikelnummer: CM0016182



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes NOTCH3 (Q9UM47) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Notch-Signalgebung, Entwicklungsbiologie und CADASIL-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOTCH3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4854
Gen-ID	4854
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2200-2321 von humanem NOTCH3 (NP_000426.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UM47
Proteingewicht	244kDa
Versand	Eisbeutel