


Anti-Notch4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99466

Artikelnummer: CM0025454



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NOTCH4 (INT3), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Notch-Signalweg- und Entwicklungsbiologie-Forschung. SWISS: Q99466.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOTCH4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INT3; NOTCH4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1824-2003 von humanem NOTCH4 (NP_004548.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99466
Proteingewicht	210 kDa
Versand	Eisbeutel