

Anti-Nov (Ccn3/Igfbp9) Poliklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P48745

Artikelnummer: CM0027791

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes NOV (CCN3/IGFBP9) für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt ein 39 kDa Protein, das an Zellproliferation, Adhäsion, Angiogenese und Knochenregeneration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOV Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	NOV; NOVh; IBP-9; IGFBP9; IGFBP-9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-357 des menschlichen NOV (NP_002505.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P48745
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel