

Anti-Nox1 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5S8

Artikelnummer: CM0030353

Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen die humane NADPH-Oxidase 1 (NOX1). Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit Maus und Ratte kreuzreaktiv. Geeignet für Studien zu Superoxid-Signaltransduktion, Krebsbiologie und Darmgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27035
Gen-ID	27035
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 241-340 von humanem NOX1 (NP_008983.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5S8
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eispackung