

Polyklonaler Anti-Nox1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5S8

Artikelnummer: CM0015750

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NOX1 (NADPH-Oxidase 1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben. Geeignet zur Untersuchung der Superoxidbildung und des Kolonkarzinoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOX1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27035
Gen-ID	27035
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 418-564 des humanen NOX1 entspricht (NP_008983.2?).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y5S8
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel