

Anti-Nox1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5S8

Artikelnummer: CM0010204

Einführung

Anti-NOX1 Kaninchen monoklonaler Antikörper (validiert für WB und ELISA). Erkennt humanes NOX1, eine 65 kDa NADPH-Oxidase. Geeignet für die Erforschung von Kolon, Uterus und Prostata.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] NOX1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	27035
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 241-340 von humanem NOX1 (NP_008983.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y5S8
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel