

Anti-Nox1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5S8

Artikelnummer: CM0014321

Einführung

Anti-NOX1-polyklonaler Kaninchenantikörper für Anwendungen in WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt die humane NADPH-Oxidase 1 (NOX1), einen membrangebundenen Superoxidgenerator, der mit Dickdarm- und Prostatakrebs in Verbindung steht. Ideal für diagnostische Forschung und die Entwicklung von Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOX1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27035
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 der humanen NOX1 (NP_008983.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y5S8
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Icebag