

Anti-Nox2/Gp91Phox Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P04839

Artikelnummer: CM0016787



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes NOX2/gp91phox (CYBB). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Phagozyten-NADPH-Oxidase und Superoxid, einschließlich der CGD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOX2/gp91phox Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1536
GenID	1536
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von humanem NOX2/gp91phox entspricht (NP_000388.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04839
Proteinmasse	65 kDa
Versand	Eispackung