

Anti-Nox2/Gp91Phox Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04839

Artikelnummer: CM0022572



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NOX2/gp91phox, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Forschungszwecke zur Untersuchung des NADPH-Oxidase-Komplexes und der Superoxidbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOX2/gp91phox Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Spezies	Human
GeneID (Human)	1536
GeneID	1536
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 385-570 von humanem NOX2/gp91phox (NP_000388.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04839
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel