

Anti-Nox2/Gp91Phox Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P04839

Artikelnummer: CM0002209



Einführung

Hochwertiger Anti-NOX2/gp91phox Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten NOX2. Ideal für die Untersuchung der NADPH-Oxidase-Funktion in Phagozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOX2/gp91phox Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Spezies	Human
GeneID (Human)	1536
GeneID	1536
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04839
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eistasche