

Polyklonaler Anti-Noxa2/P67Phox-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P19878

Artikelnummer: CM0014730



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NOXA2/p67phox (NCF2) für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus.

Rekombinantes Immunogen; geeignet für die Erforschung der NADPH-Oxidase und der Superoxidproduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOXA2/p67phox-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NCF-2; NOXA2; P67PHOX; P67-PHOX; NOXA2/p67phox
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4688
GenID	4688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 227-526 des humanen NOXA2/p67phox (NP_000424.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19878
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Ice-Bag