

Anti-Noxa2/P67Phox-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19878

Artikelnummer: CM0012020



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NOXA2/p67phox (NCF2), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Phagozytenoxidase und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOXA2/p67phox-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	NCF-2, NOXA2, P67PHOX, P67-PHOX, NOXA2/p67phox
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4688
GeneID	4688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 200–300 des humanen NOXA2/p67phox (P19878) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P19878
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku