

Anti-Npas2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99743

Artikelnummer: CM0019394

Einführung

NPAS2 Kaninchen-pAb (Q99743) validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes NPAS2 mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur zirkadianen Uhr und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NPAS2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MOP4; PASD4; bHLHe9; NPAS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4862
GenID	4862
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 45-240 von humanem NPAS2 (NP_002509.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99743
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel