

Anti-Npb-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ng41

Artikelnummer: CM0020207

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Neuropeptid B, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Geeignet für Anwendungen in der Neurowissenschaft und Krebsforschung, einschließlich Studien zu Schmerz und Nahrungsaufnahme.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L7; PPL7; PPNPB; NPB
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	256933
GeneID	256933
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-125 des humanen NPB (NP_683694.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NG41
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel