

Anti-Npc2 (He1, Eddm1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61916

Artikelnummer: CM0028328



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NPC2 (HE1, EDDM1), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Cholesterintransports und der Niemann-Pick-Krankheit Typ C2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HE1; EDDM1; NPC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10577
GenID	10577
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-151 des humanen NPC2 (NP_006423.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61916
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel