


Anti-Npff-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15130

Artikelnummer: CM0025786



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NPFF, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte, geeignet für Studien zur Neuropeptid-Funktion und Schmerzmodulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPFF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FMRFAL; NPFF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8620
GenID	8620
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-113 von humanem NPFF (NP_003708.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O15130
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel