


Anti-Nphp1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15259

Artikelnummer: CM0029171



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen NPHP1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; erkennt menschliches, Maus- und Ratten-Nephrozystin-1; ideal für die Forschung zu Ziliopathien und Nierenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPHP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NPH1; JBTS4; SLSN1; NPHP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4867
Gen-ID	4867
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15259
Protein-Gewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel