

Anti-Nphs2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Np85

Artikelnummer: CM0020171

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches NPHS2 (Podocin). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbares Werkzeug für die Forschung zu glomerulärer Permeabilität und nephrotischem Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPHS2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PDCN; SRN1; NPHS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7827
GenID	7827
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-388 von menschlichem NPHS2 (NP_055440.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NP85
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel