

Anti-Nphs2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Np85

Artikelnummer: CM0006699

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Podocin (NPHS2) für Western Blot (WB) und ELISA. Podocin wird in Nierenpodozyten exprimiert und reguliert die glomeruläre Filtration. Ideal für die Erforschung und Diagnostik des nephrotischen Syndroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPHS2-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	PDCN; SRN1; NPHS2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7827
GeneID	7827
Immunogen	Synthetisches Peptid – ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 284–383 des menschlichen NPHS2 (Q9NP85) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NP85
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku