


Anti-Npl Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bxd5

Artikelnummer: CM0025706



Einführung

Anti-NPL Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes N-Acetylneuraminat-Lyase mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Rekombinantes Protein als Immunogen. Verwendet in Studien zum Sialinsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NAL; C112; NPL1; C1orf13; NPL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80896
Gen-ID	80896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen NPL (NP_110396.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BXD5
Proteinmolekulargewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel