


Anti-Nploc4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q8Tat6

Artikelnummer: CM0028003



Einführung

NPLOC4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (WB, IF/ICC, ELISA) zielt auf menschliches NPLOC4 ab, eine Schlüsselkomponente des Ubiquitin-abhängigen Proteinabbaus. Validiert für Proben von Menschen, Mäusen und Ratten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	NPLOC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPL4; NPLOC4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55666
GenID	55666
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TAT6
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eispackung