

Anti-Npm3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075607

Artikelnummer: CM0020832

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches NPM3 (Nucleoplasmin-3), validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. NPM3 spielt eine Rolle bei der Chromatin-Remodellierung und Ribosomen-Biogenese, wodurch dieser Antikörper nützlich für Studien zu Kernproteinen ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PORMIN; TMEM123; NPM3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10360
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-140 von menschlichem NPM3 (NP_008924.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075607
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel