

Anti-Nppa Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01160

Artikelnummer: CM0014630



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes NPPA (Natriuretische Peptide A), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Ideal für kardiovaskuläre und nephrologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATRST2; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4878
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NPPA (NP_006163.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01160
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel