


Anti-Npr3 (Anp-C) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17342

Artikelnummer: CM0025605



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NPR3 (ANP-C Clearance-Rezeptor). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der natriuretischen Peptid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Spezies	Human
GeneID (Human)	4883
GeneID	4883
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17342
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Eistasche