


Anti-Nprl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wtw4

Artikelnummer: CM0031045



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches NPRL2 für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Forschung am GATOR1-Komplex und mTORC1-Signalweg. Vorhergesagtes Molekulargewicht 44 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPRL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPR2; NPR2L; TUSC4; FFEVF2; NPRL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10641
GenID	10641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-220 von menschlichem NPRL2 (NP_006536.3) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8Wtw4
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel