

Anti-Npsr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6W5P4

Artikelnummer: CM0019229

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NPSR1 (Neuropeptid-S-Rezeptor). Validiert für WB und ELISA, spezifisch für human, erzeugt gegen ein C-terminales Peptid. Unterstützt GPCR-Signalwegs- und Asthmaforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPSR1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPRA; NPSR; VRR1; ASRT2; PGR14; GPR154; NPSR1
Spezies	Human
GeneID (Human)	387129
GeneID	387129
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von humanem NPSR1 (NP_001287863.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6W5P4
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel