

Anti-Nptx2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P47972

Artikelnummer: CM0014069

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes neuronales Pentraxin-2 (NPTX2), geeignet für Western Blot und ELISA. Unterstützt die Erforschung der synaptischen Plastizität und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPTX2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	NP2, NARP, NP-II, NPTX2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4885
Gen-ID	4885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 90-240 des humanen NPTX2 entspricht (NP_002514.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P47972
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku