

Anti-Npy Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01303

Artikelnummer: CM0026511



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NPY (Pro-Neuropeptid Y), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Neuropeptid Y-Signalgebung und des Fütterungsverhaltens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPY Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PYY4; NPY
Spezies	Human
GeneID (Human)	4852
GeneID	4852
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-97 von NPY (NP_000896.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01303
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eistasche