

Anti-Npy4R Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50391

Artikelnummer: CM0027128



Einführung

NPY4R Kaninchen pAb für WB und ELISA, gerichtet gegen humanes NPY4R. Rekombinantes Immunogen (AS 1-80). Validiert in humanen Proben. 42 kDa, versandt auf Eis. Ideal für Forschung zu Neuropeptid-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPY4R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Y4; PP1; PPYR1; NPY4-R; NPY4R
Art	Mensch
GenID	5540
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50391
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eispackung