

Anti-Npy5R Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15761

Artikelnummer: CM0011535

Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes NPY5R (SWISS: Q15761). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Neuropeptid Y-Rezeptor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPY5R Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NPYR5; NPY5-R; NPYY5-R; NPY5R
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4889
Gen-ID	4889
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen NPY5R (Q15761) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15761
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eistasche