

Anti-Nqo1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15559

Artikelnummer: CM0014171



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NQO1 (Chinonreduktase 1), validiert für Western Blot, Paraffin-IHC, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung des Redoxstoffwechsels, der Chemoresistenz und proteasomaler Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NQO1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1728
GeneID	1728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-274 des humanen NQO1 (NP_000894.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15559
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku