

Anti-Nqo1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15559

Artikelnummer: CM0006410



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler NQO1-Antikörper für WB, IHC-P, IP, ELISA. Erkennt endogenes NQO1 (~31 kDa) bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Chinonmetabolismus, oxidativem Stress und proteasomaler Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NQO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1728
GenID	1728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-100 des menschlichen NQO1 (NP_000894.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15559
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel