

Anti-Nqo1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If-P, Elisa - P15559

Artikelnummer: CM0002891



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen NQO1, validiert für Knockout-Spezifität. Geeignet für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA-Assays in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Chinon-Entgiftung, oxidativem Stress und krebsbezogenen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] NQO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [KD-validiert] NQO1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1728
Gen-ID	1728
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen NQO1 (P15559) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15559
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel