

Anti-Nqo1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15559

Artikelnummer: CM0007544



Einführung

KO-validierter NQO1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte NQO1 (31 kDa). Ideal für Redox-Biologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] NQO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [KD Validiert] NQO1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1728
Gen-ID	1728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-274 von menschlichem NQO1 (NP_000894.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15559
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel