

Anti-Nqo1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15559

Artikelnummer: CM0015624



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NQO1 (NAD(P)H-Dehydrogenase [Chinon] 1). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Wird in der Redoxbiologie und Krebsforschung eingesetzt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NQO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1728
GeneID	1728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-274 von humanem NQO1 (NP_000894.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15559
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eistasche