

Monoklonaler Anti-Nqo2-Antikörper Für Wb, Elisa - P16083

Artikelnummer: CM0009511



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NQO2 (Chinon-Reduktase 2). Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein nützliches Werkzeug zur Untersuchung zellulärer Entgiftungswege und der Vitamin-K-abhängigen Carboxylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NQO2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4835
Immunogen	Synthetisches Peptid – ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen NQO2 entspricht (P16083)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P16083
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku