

Anti-Nqo2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16083

Artikelnummer: CM0016468



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NQO2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für Untersuchungen der Chinonreduktase bei der Entgiftung und Vitamin-K-Biosynthese. Kreuzreaktiv mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NQO2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4835
GeneID	4835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-231 des humanen NQO2 entspricht (NP_000895.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16083
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku