


Anti-Nr0B1 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51843

Artikelnummer: CM0024477



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes NR0B1 (DAX1), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Kernrezeptor-Korepression und der Entwicklung der HPA-Achse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR0B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	AHC; AHX; DSS; GTD; HHG; AHCH; DAX1; DAX-1; NR0B1; SRXY2; NR0B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	190
GenID	190
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 von humanem NR0B1 (NP_000466.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51843
Proteinmasse	52kDa
Versand	Eispack