


Anti-Nr1H4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Ri1

Artikelnummer: CM0018062



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NR1H4 (FXR), validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Gallensäurerezeptoren und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR1H4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; NR1H4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9971
Gen-ID	9971
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 des humanen NR1H4 (NP_001193922.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96Ri1
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Kühlakku