


Anti-Nr1I3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q14994

Artikelnummer: CM0021277



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen NR1I3 (CAR), geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Kernrezeptor-Signalwegen und Xenobiotika-Antworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR1I3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAR; CAR1; MB67; NR1I3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9970
GenID	9970
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 103-352 des menschlichen NR1I3 (NP_001070948.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14994
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel