

Anti-Nr2C1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13056

Artikelnummer: CM0030206

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches NR2C1 (TR2), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; erkennt den 67 kDa Waisen-Kernrezeptor. Ideal für die Erforschung von Transkriptionsrepression, Stammzellen und Retinsäuresignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR2C1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TR2; NR2C1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7181
Gen-ID	7181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von menschlichem NR2C1 (NP_003288.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P13056
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel