


Anti-Nr2C2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49116

Artikelnummer: CM0030733



Einführung

Anti-NR2C2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das orphane Kernrezeptor TR4 ab, das an der Transkriptionsregulation, Spermatogenese und embryonalen Entwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR2C2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TR4; TAK1; NR2C2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7182
GeneID	7182
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 240-380 des menschlichen NR2C2 (NP_003289.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49116
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel