

Anti-Nr2C2Ap Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Wq0

Artikelnummer: CM0016248

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NR2C2AP, einen nukleären Repressor der NR2C2-vermittelten Transaktivierung. Validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Genregulation und nukleärer Rezeptorsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NR2C2AP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRA16; NR2C2AP
Spezies	Human
GeneID (Human)	126382
GeneID	126382
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-139 von humanem NR2C2AP (NP_795361.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q86WQ0
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel